



Mode d'emploi
des filtres terminaux jetables pour eau de distribution



3131358BGDGPQNEB



3131358BGDGEQNEB



3131358BGDGEQNEB



3131358BGDGEZNEB

Note
Le présent mode d'emploi concerne exclusivement la filtration de l'eau de distribution en milieu hospitalier, curatif, hôtelier, etc. Les filtres jetables Phagofiltre Advance y sont utilisés pour la filtration stérilisante de l'eau de distribution à des fins médicales.

Mode d'emploi pour les capsules Phagofiltre Advance suivantes
3131358BGDGPQNEB
3131358BGDGEQNEB
3131358BGDGEQNEB
3131358BGDGEZNEB

Légende :
313 Capsule Phagofiltre Advance
13 Capsule jetable
58 Grosseur de pore 0,1 µm
BGDB Membrane à fibres creuses
B 5 capsules/emballage

Types de raccordement :
PQ Manchon fileté à raccordement rapide 6 mm au point d'entrée, douchette intégrée au point de sortie
PZ Manchon fileté à raccordement rapide 6 mm au point d'entrée, sortie avec filetage extérieur 1/2"
EQ Entrée avec raccord rapide CPC, douchette intégrée au point de sortie
EZ Entrée avec raccord rapide CPC, sortie avec filetage extérieur 1/2"

1. Description du produit
Les unités de filtration à usage unique Phagofiltre Advance ont été spécialement conçues pour l'utilisation en milieu hospitalier. Elles sont certifiées comme produit médical selon la Directive 93/42/CEE. Ces unités de filtration servent à la rétention de microorganismes pathogènes (Legionella spp).

2. Champ d'application
Les unités de filtration à usage unique Phagofiltre Advance sont installées dans des hôpitaux directement aux points de prélèvement d'eau et garantissent une rétention sûre de microorganismes pathogènes tels que les légionelles dans le cadre des applications suivantes :

- Lavage des mains
- Douche
- Nettoyage de blessures
- Soins dentaires des patients
- Bain des patients

3. Durée d'utilisation
Les unités de filtration Phagofiltre Advance à usage unique peuvent être utilisées pendant une durée maximale de 14 jours après l'installation. Une fois que cette période d'utilisation de 14 jours est écoulée, il faut changer les filtres. Une étiquette est collée sur le boîtier de la capsule a fin de pouvoir y inscrire la date de l'installation (On) et la date du changement du filtre (OFF). Les unités de filtration ne doivent pas être restérilisées ni réutilisées.

4. Identification
Le type, le nombre de lot, le numéro individuel et la grosseur de pore sont imprimés sur le boîtier des capsules jetables Phagofiltre Advance. La référence figure également sur l'étiquette du sachet en plastique et du carton d'emballage, à côté du code de type, de la grosseur de pore et du nombre de charge.

5. Remarques sur le montage des capsules
Les capsules jetables Phagofiltre Advance sont stérilisées à chaud dans leur emballage primaire selon un procédé validé conformément à la norme DIN EN ISO 11137-1.

- ⚠ Leur stérilité est uniquement garantie si cet emballage primaire est intact. C'est pourquoi avant d'utiliser une capsule, vous devez toujours vérifier que son emballage n'est pas abîmé.
- ⚠ Ouvrez le sachet d'emballage et sortez-en l'unité de filtration. A l'aide des raccords rapides, installez l'unité de filtration au point de prélèvement d'eau dans le sens de la filtration (le côté de la sortie est recouvert par des capuchons de protection jaunes). Pour cela, utilisez des raccords adaptés.
- ⚠ La sortie des unités de filtration Phagofiltre Advance à usage unique est recouverte par un capuchon jaune qui protège les unités de filtration de toute contamination entre le moment où vous les sortez de l'emballage et celui où vous les installez au point de prélèvement. Une fois que les unités de filtration sont installées, enlevez les capuchons de protection avant d'utiliser le filtre pour la première fois.

⚠ Lors de l'installation des unités de filtration Phagofiltre Advance à usage unique, veillez à ce que la distance entre la sortie de l'unité de filtration et le lavabo soit la plus grande possible afin d'éviter toute contamination rétrograde due par ex. à des projections d'eau. Si une contamination rétrograde due par ex. à des projections d'eau ou à un contact direct de la sortie de l'unité de filtration se produisait néanmoins, il est recommandé de remplacer l'unité de filtration par une nouvelle.

⚠ De plus, il est recommandé pour des raisons de sécurité de remplacer également l'unité de filtration lors du changement de patient ou après une période de non-utilisation prolongée (> 24 h).

⚠ La pression dans la conduite d'eau ne peut pas dépasser 4 bars (jusque 50°C), car des pressions et des températures plus élevées peuvent endommager le boîtier de la capsule et la membrane.

Evitez toute modification brutale de la pression, p.ex. en ouvrant ou en fermant brusquement le robinet. En cas de pression élevée dans la conduite d'eau, nous vous recommandons la pose d'un réducteur de pression (disponible dans le commerce).

6. Responsabilité
La société Phagogene ne peut en aucun cas être tenue responsable d'erreurs / dommages engendrés par une manipulation non conforme des éléments filtrants.

Le non respect du présent mode d'emploi constitue particulièrement un cas de manipulation non conforme.

Laboratoires PHAGOGENE DEC
BP 201 06513 VILLENEUVE-LOUBET
CEDEX

Tel. +33 4 92 08 61 11
Fax +33 4 92 08 61 19

Sous réserve de modification sans avertissement préalable.
Imprimé et protégé par copyright par Sartorius · W406.11 · M
N° de publication: SPK6143-f09031
Ver. 03 | 2009